

SPACE Vorderrad

Hilfsmittelnr.: 18.50.04.0078

Bestellung

Angebot

empfohlener VK: 10.428,-€

Kommission: _____

Ansprechpartner: _____

Kunde:
 Name: _____
 Straße: _____
 Ort: _____



Lieferadresse:
 Name: _____
 Straße: _____
 Ort: _____

BASISAUSFÜHRUNG

- Elektrorollstuhl mit Vorderradantrieb
- Beleuchtung, 65Ah Batterien, Batterieladegerät
- Manuelle Rückenwinkeleinstellung bis 20°, Fahrpulthalter abschwenkbar
 - Gefederte Antriebsräder
 - Reichweite circa 40km

	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenhöhe	Belastbarkeit
<input type="checkbox"/> Rahmen 1	36-42cm	38-50cm	47cm	33-46cm	140kg
<input type="checkbox"/> Rahmen 2	42-46cm	40-52cm	47-52cm	40-52cm	140kg
<input type="checkbox"/> Rahmen 3	46-52cm	40-52cm	47-52cm	40-52cm	140kg

19.98XL - Sonderbaubreiten 50, 55 oder 60 cm, max. Nutzergewicht von **180 kg** **Aufpreis: 3.993,-€**

Bedienpult rechts montiert

Bedienpult links montiert

Rahmenfarben

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> VR000209BL | blau glänzend | <input type="checkbox"/> VR000303R | perl Rubinrot glänzend |
| <input type="checkbox"/> VR000100N | schwarz glimmer | <input type="checkbox"/> VR000700GR | silber glimmer |

Patientenmaße		Rollstuhlmaße	
bitte immer angeben			
Sitzbreite:	cm		
Größe:	cm		
A Sitztiefe:	cm		
B Unterschenkellänge:	cm	H = Rückenhöhe:	cm
C Rückenhöhe:	cm	A = Sitzhöhe hinten:	cm
D Kopfhöhe:	cm	B = Sitzhöhe vorne:	cm
Gewicht:	kg	max. Gesamtbreite:	cm

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer!

1. Sitz- und Rückeneinheit			
	Anpassrücken höheneinstellbar		•
21.76N	Kopfstütze geformt, PU	325,-€	<input type="checkbox"/>
14.81A	Kopfstütze mit seitlich verstellbaren Pelotten	598,-€	<input type="checkbox"/>
14.83D	Kopfstütze "Dynamico" per Gasdruckfeder	629,-€	<input type="checkbox"/>
FNDTUB413	Kopfstützenstange gekröpft	0,-€	<input type="checkbox"/>
14.01V	Schiebebügel verstellbar	336,-€	<input type="checkbox"/>
13.48	Pelotten seitenaustauschbar	230,-€	<input type="checkbox"/>
13.48A	Pelotten seitlich abklappbar	399,-€	<input type="checkbox"/>
21.06P.	Pelotten gepolstert für Rücken ergonomisch geformt	378,-€	<input type="checkbox"/>
20-LK-VA-01	Rückenkissen geformt, kürzbar SB 36 cm "König"	836,-€	<input type="checkbox"/>
20-LK-VA-02	Rückenkissen geformt, kürzbar SB 42 cm "König"	976,-€	<input type="checkbox"/>
20-LK-VA-03	Rückenkissen geformt, kürzbar SB 46 cm "König"	1.067,-€	<input type="checkbox"/>
13.15SC	Rücken fest gepolstert	740,-€	<input type="checkbox"/>
14.33DE	Rücken "Dynamico" per Gasdruckfeder	839,-€	<input type="checkbox"/>
21.06F	Rückenplatte Aluminium geformt	285,-€	<input type="checkbox"/>
21.06	Rückenkissen ergonomisch geformt	288,-€	<input type="checkbox"/>
21.06/10	Rückenplatte ergonomisch geformt, verstellbar + 10 cm	372,-€	<input type="checkbox"/>
21.06/20	Rückenplatte ergonomisch geformt, verstellbar + 20 cm	410,-€	<input type="checkbox"/>
21.06+10	Rückenkissen ergonomisch geformt + 10 cm	372,-€	<input type="checkbox"/>
21.06+20	Rückenkissen ergonomisch geformt + 20 cm	410,-€	<input type="checkbox"/>
21.06PS	Gleitrückensystem (incl. Rückenplatte) Rückenhöhe 50 cm	799,-€	<input type="checkbox"/>
13.74S	Sitzbreite 55cm	1.050,-€	<input type="checkbox"/>
13.03S/5	Sitzhöhe +5cm	648,-€	<input type="checkbox"/>
13.15SD	Sitz fest gepolstert	740,-€	<input type="checkbox"/>
14.32C	Gleitsitz manuell (incl. Sitzplatte)	1.235,-€	<input type="checkbox"/>
21.18F	Sitzplatte Aluminium geformt	375,-€	<input type="checkbox"/>
21.18FP	Sitzplatte Aluminium gerade	375,-€	<input type="checkbox"/>
15.67J	Sitzkissen ergonomisch geformt, kürzbar *Josi-Visco-Kontur*	368,-€	<input type="checkbox"/>
13.15SB	Sitzkissen geformt 7cm	375,-€	<input type="checkbox"/>
22.56E	Sitzkissen 5cm Kunstlederbezug	155,-€	<input type="checkbox"/>
13.50B	Lordosekissen	79,-€	<input type="checkbox"/>
2. Armlehnen und Seitenteile			
	Armlehnen höheneinstell- und abnehmbar		•
14.78SP	Armlehnen für Gleitrücken, Armpolster breit	210,-€	<input type="checkbox"/>
14.23H	Seiteneinsatz gepolstert cm	193,-€	<input type="checkbox"/>
14.23AB	Seiteneinsatz für Sitzbreitenanpassung höhenverstellbar, Aluminium	378,-€	<input type="checkbox"/>
14.78S	Armlehnen rückklapp- und höheneinstellbar	352,-€	<input type="checkbox"/>
14.05A	Armlehnen mitlaufend	585,-€	<input type="checkbox"/>
14.78SAC	Armlehnenpolster mit Mulde, tiefeinstellbar	175,-€	<input type="checkbox"/>
14.78SA	Armlehnenpolster groß, weich gepolstert	175,-€	<input type="checkbox"/>

3. Bein- und Fußstützen			
	Beinstützen geteilt, abschwenkbar		•
14.73H	Fußplatten hochklapp- und winkeleinstellbar, Aluminium	175,-€	<input type="checkbox"/>
14.73H+6	Fußplatten hochklapp- und winkeleinstellbar, Aluminium + 6 cm	245,-€	<input type="checkbox"/>
14.73HB	Fußplatten Alu nach außen abschwenkbar	287,-€	<input type="checkbox"/>
14.73HB+6	Fußplatten Alu nach außen abschwenkbar + 6 cm	315,-€	<input type="checkbox"/>
14.74N	Beinstützen manuell winkelverstellbar, Wadenpolster abklappbar	231,-€	<input type="checkbox"/>
14.71DM	Beinstützen winkelverstellbar "Dynamico" per Gasdruckfeder Beugespastik	884,-€	<input type="checkbox"/>
14.73DMT	Beinstützen winkelverstellbar "Dynamico" per Gasdruckfeder Streckspastik	884,-€	<input type="checkbox"/>
14.76	Fußauflage einteilig, Aluminium	230,-€	<input type="checkbox"/>
n/c	Antirutschauflage	32,-€	<input type="checkbox"/>
13.67	Kniepolster für Beinstützen winkelverstellbar	198,-€	<input type="checkbox"/>
13.67T	Beinpolster für Beinstütze winkelverstellbar	255,-€	<input type="checkbox"/>
13.37	Fußschlaufen	78,-€	<input type="checkbox"/>
13.37R	Fersenbänder	90,-€	<input type="checkbox"/>
4. Räder			
	9" Lenkräder luftbereift		•
	16" Antriebsräder luftbereift		•
	9" Lenkräder luftbereift, Bereifung schwarz	0,-€	<input type="checkbox"/>
	16" Antriebsräder luftbereift, Bereifung schwarz	0,-€	<input type="checkbox"/>
13.08S	Lenkräder gefedert	585,-€	<input type="checkbox"/>
13.29N	9" Lenkräder pannensicher	120,-€	<input type="checkbox"/>
13.29N-Nero	9" Lenkräder pannensicher, Bereifung schwarz	120,-€	<input type="checkbox"/>
n/c	Feststellung der Lenkräder	480,-€	<input type="checkbox"/>
13.33	16" Antriebsräder pannensicher	368,-€	<input type="checkbox"/>
13.33-Nero	16" Antriebsräder pannensicher, Bereifung schwarz	368,-€	<input type="checkbox"/>
13.70F	Spritzschutz für Lenkräder	189,-€	<input type="checkbox"/>
13.70E	Spritzschutz für Antriebsräder	189,-€	<input type="checkbox"/>
5. Elektrische Optionen			
13.25	Vorderradantrieb		•
14.94G-0	Gyroscope Fahrspur stabilisator		•
13.22S	Sitzkantelung elektrisch verstellbar bis 30° (Kippschutz und Kopfstütze notwendig)	1.679,-€	<input type="checkbox"/>
13.22/50G	Sitzkantelung elektrisch verstellbar 50° incl. Platte + Polster (Kippschutz und Kopfstütze notwendig)	1.930,-€	<input type="checkbox"/>
14.92S	Rücken elektrisch verstellbar bis 61° (incl. Kopfstütze 21.76N)	1.587,-€	<input type="checkbox"/>
13.22SA	Katapultsitz (nicht kompatibel mit 15.67J)	937,-€	<input type="checkbox"/>
14.74ESG	Beinstützen elektrisch winkelverstell- und abschwenkbar, Wadenpolster abklappbar	1.680,-€	<input type="checkbox"/>
14.73HE- 13.31HE	Beinstütze zentral elektrisch winkel- und höheneinstellbar (nicht möglich mit 13.22/50G)	3.309,-€	<input type="checkbox"/>
13.01	Batteriesatz 80Ah	511,-€	<input type="checkbox"/>

6. Zubehör			
	Fahrpulthalter beidseitig abschwenkbar		•
13.41TAM	Antikippträger gefedert		•
13.26N	Fahrpulthalter einseitig abschwenkbar	263,-€	<input type="checkbox"/>
14.89D45	Freigabe für Personentransport nach Iso 7176-19	346,-€	<input type="checkbox"/>
13.05C	Plattform für Beatmung abnehmbar, Aluminium (Maße angeben)	370,-€	<input type="checkbox"/>
14.51RP	Therapietisch abschwenkbar 10 mm	420,-€	<input type="checkbox"/>
14.52R	Therapietisch höhenstellbar	343,-€	<input type="checkbox"/>
13.05	Stockhalter	32,-€	<input type="checkbox"/>
14.49	Aufstehhilfe	412,-€	<input type="checkbox"/>
14.66	Brustgurt mit Schnappverschluss	155,-€	<input type="checkbox"/>
14.66PL	Beckengurt	155,-€	<input type="checkbox"/>
13.03	Rückspiegel	73,-€	<input type="checkbox"/>
14.45Z	Rückentasche (Rucksack)	164,-€	<input type="checkbox"/>
C-COLOR-T	Set "Colourline"	546,-€	<input type="checkbox"/>
100	Hilfsmittelanpassung durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
101	Hilfsmittellieferung und Einweisung durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
102	Überprüfung Wiedereinsatz durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
103	Zusätzlicher Kundentermin auf Wunsch des Kostenträgers	450,-€	<input type="checkbox"/>

Anmerkungen:

Die Steuerungsoptionen entnehmen Sie bitte dem Sonderblatt!!!

• = Basisausführung

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer! Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Vassilli Deutschland GmbH!

Weitere Informationen finden sie auf unserer Seite www.vassilli.net

ZUBEHÖR FÜR SPACE 19.98XL Belastbarkeit bis 180kg			
1.	Sitz- und Rückeneinheit		
	Rücken fest gepolstert		•
	Sitz fest gepolstert		•
21.76N	Kopfstütze geformt, PU	325,-€	<input type="checkbox"/>
14.81A	Kopfstütze mit seitlich verstellbaren Pelotten	598,-€	<input type="checkbox"/>
FNDTUB413	Kopfstützenstange gekröpft	0,-€	<input type="checkbox"/>
13.48XXL	Pelotten seitenaustauschbar	240,-€	<input type="checkbox"/>
13.48AXL	Pelotten seitlich abklappbar	399,-€	<input type="checkbox"/>
13.15SCXL	Rücken fest gepolstert	1.095,-€	<input type="checkbox"/>
21.06FXL	Rückenplatte Aluminium geformt	465,-€	<input type="checkbox"/>
21.06XL	Rückenkissen ergonomisch geformt	349,-€	<input type="checkbox"/>
14.32CXL	Gleitsitz manuell (incl. Sitzplatte)	1.480,-€	<input type="checkbox"/>
21.18FXL	Sitzplatte Aluminium geformt	465,-€	<input type="checkbox"/>
21.18FPXL	Sitzplatte Aluminium gerade	465,-€	<input type="checkbox"/>
13.15SBXXL	Sitzkissen ergonomisch geformt 7cm	555,-€	<input type="checkbox"/>
15.67JXL	Sitzkissen ergonomisch geformt, kürzbar *Josi-Visco-Kontur*	579,-€	<input type="checkbox"/>
22.56XXL	Sitzkissen 5cm Kunstlederbezug	320,-€	<input type="checkbox"/>
2.	Armlehnen und Seitenteile		
	Armlehnen höheneinstell- und abnehmbar		•
14.23HXL	Seiteneinsatz gepolstert cm	325,-€	<input type="checkbox"/>
14.23AB	Seiteneinsatz für Sitzbreitenanpassung höhenverstellbar, Aluminium	378,-€	<input type="checkbox"/>
14.05A	Armlehnen mitlaufend	585,-€	<input type="checkbox"/>
14.78SAC	Armlehnenpolster mit Mulde, tiefeinstellbar	168,-€	<input type="checkbox"/>
14.78SA	Armlehnenpolster groß, weich gepolstert	168,-€	<input type="checkbox"/>
3.	Bein- und Fußstützen		
	Beinstützen geteilt, abschwenkbar		•
14.73HXL	Fußplatten hochklapp- und winkeleinstellbar, Aluminium	293,-€	<input type="checkbox"/>
14.73H+6XL	Fußplatten hochklapp- und winkeleinstellbar, Aluminium + 6 cm	368,-€	<input type="checkbox"/>
14.74XXL	Beinstützen manuell winkelverstellbar, Wadenpolster abklappbar	402,-€	<input type="checkbox"/>
14.76XXL	Fußauflage einteilig, Aluminium	310,-€	<input type="checkbox"/>
n/c	Antirutschauflage	32,-€	<input type="checkbox"/>
13.37	Fußschlaufen	78,-€	<input type="checkbox"/>
13.37R	Fersenbänder	90,-€	<input type="checkbox"/>
4.	Räder		
	9" Lenkräder luftbereift		•
	16" Antriebsräder luftbereift		•
	9" Lenkräder luftbereift, Bereifung schwarz	0,-€	<input type="checkbox"/>
	16" Antriebsräder luftbereift, Bereifung schwarz	0,-€	<input type="checkbox"/>
13.70F	Spritzschutz für Lenkräder	189,-€	<input type="checkbox"/>
13.70E	Spritzschutz für Antriebsräder	189,-€	<input type="checkbox"/>
5.	Elektrische Optionen		
14.94G-0	Giroscope Fahrspur stabilisator		•
14.92SXL	Rücken elektrisch verstellbar bis 61° (incl. Kopfstütze 21.76N, Kippschutz notwendig)	2.003,-€	<input type="checkbox"/>
13.22SXL	Sitzkantelung elektrisch verstellbar bis 30° (Kippschutz und Kopfstütze notwendig)	1.899,-€	<input type="checkbox"/>
13.22SAXL	Katapultsitz (nicht kompatibel mit 15.67J)	1.470,-€	<input type="checkbox"/>
14.74ESGXL	Beinstützen elektrisch winkelverstell- und abschwenkbar, Wadenpolster abklappbar	1.950,-€	<input type="checkbox"/>
13.01	Batteriesatz 80Ah	511,-€	<input type="checkbox"/>

6. Zubehör			
	Fahrpulthalter beidseitig abschwenkbar		•
13.41TAM	Antikippträger gefedert		•
13.26N	Fahrpulthalter einseitig abschwenkbar	263,-€	<input type="checkbox"/>
14.89D45	Freigabe für Personentransport nach Iso 7176-19	a. A.	<input type="checkbox"/>
13.05C	Plattform für Beatmung abnehmbar, Aluminium (Maße angeben)	370,-€	<input type="checkbox"/>
14.51XXLM	Therapietisch aufsteckbar	455,-€	<input type="checkbox"/>
14.52RXL	Therapietisch höhenstellbar	455,-€	<input type="checkbox"/>
13.05	Stockhalter	32,-€	<input type="checkbox"/>
14.49	Aufstehhilfe	412,-€	<input type="checkbox"/>
14.66XXL	Brustgurt mit Schnappverschluss	299,-€	<input type="checkbox"/>
14.66PLXXL	Beckengurt	299,-€	<input type="checkbox"/>
13.03	Rückspiegel	73,-€	<input type="checkbox"/>
14.45Z	Rückentasche (Rucksack)	164,-€	<input type="checkbox"/>
C-COLOR-T	Set "Colourline"	546,-€	<input type="checkbox"/>
100	Hilfsmittelanpassung durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
101	Hilfsmittellieferung und Einweisung durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
102	Überprüfung Wiedereinsatz durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
103	Zusätzlicher Kundentermin auf Wunsch des Kostenträgers	450,-€	<input type="checkbox"/>

Anmerkungen:

Die Steuerungsoptionen entnehmen Sie bitte dem Sonderblatt

Weitere Optionen auf Anfrage

• = Basisausführung

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer! Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Vassilli Deutschland GmbH!

Weitere Informationen finden sie auf unserer Seite www.vassilli.net