

# STANDARD 12.60 und XXL 17.60

Hilfsmittelnr.: 18.50.02.0050

**Bestellung**

**Angebot**

**empfohlener VK: 1.070,-€**

**Kommission:** \_\_\_\_\_

**Ansprechpartner:** \_\_\_\_\_

Kunde: \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_  
 Straße: \_\_\_\_\_  
 Ort: \_\_\_\_\_



Lieferadresse: \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_  
 Straße: \_\_\_\_\_  
 Ort: \_\_\_\_\_

### BASISAUSFÜHRUNG


- Standard Stahlrollstuhl mit Doppelkreuzschere
- Achsblock zur Einstellung des Antriebsrades, Luftpumpe
- in den Sitzbreiten 55-75cm mit einer Belastbarkeit von 220kg erhältlich
  - Pannensichere Bereifung nur bis 120kg!!!

	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenhöhe	Antriebsräder	Lenkräder	Belastbarkeit	Aufpreis
<input type="checkbox"/>	38cm	44cm	45-50cm	44cm	24x1 3/8" luft	7" PU	120kg	
<input type="checkbox"/>	42cm	44cm	45-50cm	44cm	24x1 3/8" luft	7" PU	120kg	
<input type="checkbox"/>	46cm	44cm	45-50cm	44cm	24x1 3/8" luft	7" PU	120kg	
<input type="checkbox"/>	50cm	44cm	45-50cm	44cm	24x1 3/8" luft	8" luft	160kg	972,-€
<input type="checkbox"/>	55cm	44-52cm	50cm	45-53cm	24x1 3/8" luft	8" luft	160kg	972,-€
<input type="checkbox"/>	60cm	44-52cm	50cm	45-53cm	24x1 3/8" luft	8" luft	220kg	1.923,-€
<input type="checkbox"/>	65cm	44-52cm	50cm	45-53cm	24x1 3/8" luft	8" luft	220kg	1.923,-€
<input type="checkbox"/>	70cm	44-52cm	50cm	45-53cm	24x1 3/8" luft	8" luft	220kg	1.923,-€
<input type="checkbox"/>	75cm	44-52cm	50cm	45-53cm	24x1 3/8" luft	8" luft	220kg	1.923,-€

### Rahmenfarben

- VR000203BL mittelblau glänzend     VR000210BL azurblau metallic  
 VR000202BL taubenblau matt     VR000303R perl Rubinrot glänzend

### Optionen XXL auf Seite 4

Patientenmaße			Rollstuhlmaße		
bitte immer angeben					
Sitzbreite:		cm			
Größe:		cm			
A Sitztiefe:		cm			
B Unterschenkelänge:		cm	H = Rückenhöhe:		cm
C Rückenhöhe:		cm	A = Sitzhöhe hinten:		cm
D Kopfhöhe:		cm	B = Sitzhöhe vorne:		cm
Gewicht:		kg	max. Gesamtbreite:		cm

1. Sitz- und Rückeneinheit			
	Sitzgurt standard, Nylon		•
	Rückengurt standard, Nylon		•
21.76N	Kopfstütze geformt, PU	325,-€	<input type="checkbox"/>
14.83D	Kopfstütze "Dynamico" per Gasdruckfeder	629,-€	<input type="checkbox"/>
FNDTUB413	Kopfstützenstange gekröpft	0,-€	<input type="checkbox"/>
13.48	Pelotten seitenaustauschbar	230,-€	<input type="checkbox"/>
13.48A	Pelotten seitlich abklappbar	399,-€	<input type="checkbox"/>
14.87	Anpassrücken höheneinstellbar	305,-€	<input type="checkbox"/>
14.34	Rückenwinkelverstellung bis 80° <b>(Kippschutz und Kopfstütze notwendig)</b>	441,-€	<input type="checkbox"/>
14.34EG	Rückenverstellung bis 80° per Gasdruck <b>(Kippschutz und Kopfstütze notwendig)</b>	499,-€	<input type="checkbox"/>
14.33DMP	Rücken "Dynamico" per Gasdruckfeder	989,-€	<input type="checkbox"/>
13.03+	Sitzhöhe + 5 cm	308,-€	<input type="checkbox"/>
13.63+	Sitzgurtverlängerung ab Sitztiefe 46	240,-€	<input type="checkbox"/>
22.56E	Sitzkissen 5cm Kunstlederbezug	155,-€	<input type="checkbox"/>
13.15SB	Sitzkissen ergonomisch geformt 7cm	375,-€	<input type="checkbox"/>
14.01M	Schiebegriffe höheneinstellbar <b>(nur mit Anpassrücken, nicht beim XXL)</b>	280,-€	<input type="checkbox"/>
2. Armlehnen und Seitenteile			
	Armlehnen desk, rückklappbar		•
13.49	Armlehnen lang, rückklappbar	0,-€	<input type="checkbox"/>
14.04C	Armlehnen lang, höhenverstell- und rückklappbar	221,-€	<input type="checkbox"/>
14.77D	Armlehnen desk, rückklapp- und höhenverstellbar	159,-€	<input type="checkbox"/>
3. Bein- und Fußstützen			
	Beinstützen geteilt, abnehmbar		•
14.74	Beinstützen geteilt, winkelverstellbar	231,-€	<input type="checkbox"/>
14.71DM	Beinstützen winkelverstellbar "Dynamico" per Gasdruckfeder Beugespastik	884,-€	<input type="checkbox"/>
14.71DMT	Beinstützen winkelverstellbar "Dynamico" per Gasdruckfeder Streckspastik	884,-€	<input type="checkbox"/>
13.67	Kniepolster für Beinstützen winkelverstellbar	198,-€	<input type="checkbox"/>
13.67T	Beinpolster für Beinstütze winkelverstellbar	255,-€	<input type="checkbox"/>
14.76	Fußauflage einteilig Aluminium	230,-€	<input type="checkbox"/>
n/c	Antirutschauflage	32,-€	<input type="checkbox"/>
13.37	Fußschlaufen	78,-€	<input type="checkbox"/>
13.37R	Fersenbänder	88,-€	<input type="checkbox"/>
4. Bremsen			
	Feststellbremsen		•
15.92P	Bremshebelverlängerung	75,-€	<input type="checkbox"/>
13.18	Trommelbremse für Begleitperson feste Achse <b>(nicht mit Einhandantrieb)</b>	289,-€	<input type="checkbox"/>
13.20	Tommelbremsen für Begleitperson Steckachse <b>(nicht mit Einhandantrieb) bis 120 kg</b>	289,-€	<input type="checkbox"/>
13.81d	Einhandbremse rechts	320,-€	<input type="checkbox"/>
13.81s	Einhandbremse links	320,-€	<input type="checkbox"/>
5. Lenkräder			
R150-PU	6" Lenkräder 150mm pannensicher	0,-€	<input type="checkbox"/>
R175M-PU	7" Lenkräder 175mm pannensicher	0,-€	<input type="checkbox"/>
14.55	8" Lenkräder 200mm luftbereift	0,-€	<input type="checkbox"/>

<b>6. Antriebsräder</b>			
14.61/22PN	22"x1 3/8 Antriebsräder luftbereift	0,-€	<input type="checkbox"/>
14.61/22-3	22"x1 3/8 Antriebsräder pannensicher	60,-€	<input type="checkbox"/>
14.61/24-3	24"x1 3/8 Antriebsräder pannensicher	60,-€	<input type="checkbox"/>
14.61/24-3X	24"x1 3/8 Antriebsräder pannensicher Tragkraft 140 kg	179,-€	<input type="checkbox"/>
13.10ET	12" Transiträder, luftbereift mit Trommelbremse	395,-€	<input type="checkbox"/>
13.10ETPU	12" Transiträder, pannensicher mit Trommelbremse	395,-€	<input type="checkbox"/>
13.60TFDX	Einhandantrieb rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/>	390,-€	<input type="checkbox"/>
13.65	Radstandsverlängerung	277,-€	<input type="checkbox"/>
13.70C	Speichenschutz mit Design	410,-€	<input type="checkbox"/>
13.70T	Speichenschutz transparent	152,-€	<input type="checkbox"/>
<b>7. Zubehör</b>			
14.51RP	Therapietisch abschwenkbar 10 mm	420,-€	<input type="checkbox"/>
13.05	Stockhalter	32,-€	<input type="checkbox"/>
14.66	Brustgurt mit Schnappverschluss	155,-€	<input type="checkbox"/>
14.66PL	Beckengurt	155,-€	<input type="checkbox"/>
13.46	Antikippräder	101,-€	<input type="checkbox"/>
14.89D25	Freigabe für Personentransport nach Iso 7176-19	346,-€	<input type="checkbox"/>
100	Hilfsmittelanpassung durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
101	Hilfsmittellieferung und Einweisung durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
102	Überprüfung Wiedereinsatz durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
103	Zusätzlicher Kundentermin auf Wunsch des Kostenträgers	450,-€	<input type="checkbox"/>

Anmerkungen:

---



---



---

• = Basisausführung

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer! Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Vassilli Deutschland GmbH!

<b>ZUBEHÖR FÜR XXL-AUSFÜHRUNG (ab Sitzbreite 50cm)</b>			
<b>1.</b>	<b>Sitz- und Rückeneinheit</b>		
	Sitzgurt standard, Nylon		•
	Rückengurt standard, Nylon		•
21.76N	Kopfstütze geformt, PU	325,-€	<input type="checkbox"/>
FNDTUB413	Kopfstützenstange gekröpft	0,-€	<input type="checkbox"/>
13.48XXL	Pelotten seitenaustauschbar	240,-€	<input type="checkbox"/>
13.48AXL	Pelotten seitlich abklappbar	399,-€	<input type="checkbox"/>
13.40XXL	Rücken fest gepolstert <b>(zum Einhängen)</b>	414,-€	<input type="checkbox"/>
14.87XXL	Anpassrücken höheneinstellbar	405,-€	<input type="checkbox"/>
14.34XXL	Rückenwinkelverstellung bis 80° <b>(Kippschutz und Kopfstütze notwendig)</b>	485,-€	<input type="checkbox"/>
14.34EG	Rückenverstellung bis 80° per Gasdruck <b>(Kippschutz und Kopfstütze notwendig)</b>	499,-€	<input type="checkbox"/>
13.03+XXL	Sitzhöhe + 5 cm	378,-€	<input type="checkbox"/>
13.63+	Sitzgurtverlängerung ab Sitztiefe 46	240,-€	<input type="checkbox"/>
14.88XXL	Sitz fest gepolstert <b>(zum Einhängen)</b>	414,-€	<input type="checkbox"/>
22.56XXL	Sitzkissen 5cm Kunstlederbezug	320,-€	<input type="checkbox"/>
13.15SBXXL	Sitzkissen ergonomisch geformt 7cm	555,-€	<input type="checkbox"/>
<b>2.</b>	<b>Armlehnen und Seitenteile</b>		
	Armlehnen lang, rückklappbar		•
14.78/E	Armlehnen desk, rückklappbar	0,-€	<input type="checkbox"/>
14.04XL	Armlehnen lang, höhenverstell- und rückklappbar	325,-€	<input type="checkbox"/>
14.04DXL	Armlehnen desk, rückklapp- und höhenverstellbar	325,-€	<input type="checkbox"/>
<b>3.</b>	<b>Bein- und Fußstützen</b>		
	Fußplatten geteilt, Aluminium mit zentraler Verriegelung		•
n/c	Antirutschauflage	32,-€	<input type="checkbox"/>
14.75XXL	Beinstützen geteilt, winkelverstellbar	399,-€	<input type="checkbox"/>
13.67	Kniepolster für Beinstützen winkelverstellbar	198,-€	<input type="checkbox"/>
13.67T	Beinpolster für Beinstütze winkelverstellbar	255,-€	<input type="checkbox"/>
13.37	Fußschlaufen	78,-€	<input type="checkbox"/>
13.37R	Fersenbänder	90,-€	<input type="checkbox"/>
<b>4.</b>	<b>Bremsen</b>		
	Feststellbremsen		•
15.92P	Bremshebelverlängerung	75,-€	<input type="checkbox"/>
13.18XXL	Trommelbremse für Begleitperson feste Achse <b>(nicht mit Einhandantrieb)</b>	567,-€	<input type="checkbox"/>
<b>5.</b>	<b>Lenkräder</b>		
R150-PU	6" Lenkräder 150mm pannensicher	0,-€	<input type="checkbox"/>
R175M-PU	7" Lenkräder 175mm pannensicher	0,-€	<input type="checkbox"/>
14.55	8" Lenkräder 200mm luftbereift	0,-€	<input type="checkbox"/>
<b>6.</b>	<b>Antriebsräder</b>		
	24"x 1 3/8 Antriebsräder luftbereift		•
13.65	Radstandsverlängerung	277,-€	<input type="checkbox"/>
13.70T	Speichenschutz transparent	152,-€	<input type="checkbox"/>

<b>7. Zubehör</b>			
14.51UXXL	Therapietisch abschwenkbar	530,-€	<input type="checkbox"/>
13.05	Stockhalter	32,-€	<input type="checkbox"/>
14.66XXL	Brustgurt mit Schnappverschluss	299,-€	<input type="checkbox"/>
14.66PLXXL	Beckengurt	299,-€	<input type="checkbox"/>
13.47XXL	Antikippräder	114,-€	<input type="checkbox"/>
14.89D25	Freigabe für Personentransport nach Iso 7176-19	a. A.	<input type="checkbox"/>
100	Hilfsmittelanpassung durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
101	Hilfsmittellieferung und Einweisung durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
102	Überprüfung Wiedereinsatz durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
103	Zusätzlicher Kundentermin auf Wunsch des Kostenträgers	450,-€	<input type="checkbox"/>

● = Basisausführung

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer! Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Vassilli Deutschland GmbH!