

EVOLUTION L

Hilfsmittelnr.: 18.50.02.2050

Bestellung

Angebot

empfohlener VK: 1.600,-€

Kommission: _____

Ansprechpartner: _____

Kunde: _____
 Name: _____
 Straße: _____
 Ort: _____



Lieferadresse: _____
 Name: _____
 Straße: _____
 Ort: _____

BASISAUSFÜHRUNG

- Leichtgewichtrollstuhl aus Aluminium mit Doppelkreuzschere
 - Gesamtgewicht ab 15kg
 - Luftpumpe
 - Belastbarkeit 120kg

	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenhöhe	Antriebsräder	Lenkräder	Belastbarkeit	Aufpreis
<input type="checkbox"/>	36cm	38-44cm	40-48cm	32-38cm	22x1" luft	5" pannensicher	120kg	
<input type="checkbox"/>	38cm	42-48cm	44-52cm	36-42cm	24x1" luft	7" pannensicher	120kg	
<input type="checkbox"/>	40cm	42-48cm	44-52cm	36-42cm	24x1" luft	7" pannensicher	120kg	
<input type="checkbox"/>	42cm	42-48cm	44-52cm	36-42cm	24x1" luft	7" pannensicher	120kg	
<input type="checkbox"/>	44cm	42-48cm	44-52cm	36-42cm	24x1" luft	7" pannensicher	120kg	
<input type="checkbox"/>	46cm	42-48cm	44-52cm	36-42cm	24x1" luft	7" pannensicher	120kg	
<input type="checkbox"/>	48cm	42-48cm	44-52cm	36-42cm	24x1" luft	7" pannensicher	120kg	
<input type="checkbox"/>	50cm	42-48cm	44-52cm	36-42cm	24x1" luft	7" pannensicher	120kg	350,-€
<input type="checkbox"/>	52cm	42-48cm	44-52cm	36-42cm	24x1" luft	7" pannensicher	120kg	350,-€
<input type="checkbox"/>	55cm	42-48cm	44-52cm	36-42cm	24x1" luft	7" pannensicher	120kg	350,-€

Rahmenfarben

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> VR000202BL taubenblau matt | <input type="checkbox"/> VR000400A orange metallic | <input type="checkbox"/> VR000100N schwarz glimmer |
| <input type="checkbox"/> VR000301R rot matt | <input type="checkbox"/> VR000209BL blau glänzend | <input type="checkbox"/> VR000502G limone metallic |
| <input type="checkbox"/> VR000700GR silber glimmer | <input type="checkbox"/> VR000101N schwarz matt | <input type="checkbox"/> VR000504G hellgelb matt |
| <input type="checkbox"/> VR000701GR beige-grau glänzend | <input type="checkbox"/> VR000702GR anthrazit struktur | <input type="checkbox"/> VR000900B weiß glänzend |

Patientenmaße	Rollstuhlmaße
bitte immer angeben 	
Sitzbreite: _____ cm	
Größe: _____ cm	
A Sitztiefe: _____ cm	
B Unterschenkellänge: _____ cm	H = Rückenhöhe: _____ cm
C Rückenhöhe: _____ cm	A = Sitzhöhe hinten: _____ cm
D Kopfhöhe: _____ cm	B = Sitzhöhe vorne: _____ cm
Gewicht: _____ kg	max. Gesamtbreite: _____ cm

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer!

1. Sitz- und Rückeneinheit			
	Sitzgurt standard, Nylon		•
	Rückengurt standard, Nylon		•
21.76N	Kopfstütze geformt, PU	325,-€	<input type="checkbox"/>
14.83D	Kopfstütze "Dynamico" per Gasdruckfeder	629,-€	<input type="checkbox"/>
FNDTUB413	Kopfstützenstange gekröpft	0,-€	<input type="checkbox"/>
13.48	Pelotten seitenaustauschbar	230,-€	<input type="checkbox"/>
13.48A	Pelotten seitlich abklappbar	399,-€	<input type="checkbox"/>
14.87	Anpassrücken höheneinstellbar	305,-€	<input type="checkbox"/>
14.34R10	Rückenwinkleinstellung +/- 10°	122,-€	<input type="checkbox"/>
14.34	Rückenwinkerverstellung bis 80° (Kippschutz und Kopfstütze notwendig)	441,-€	<input type="checkbox"/>
14.34EG	Rückenverstellung bis 80° per Gasdruckfeder (Kippschutz und Kopfstütze notwendig)	499,-€	<input type="checkbox"/>
14.33DMP	Rücken "Dynamico" per Gasdruckfeder	989,-€	<input type="checkbox"/>
21.06F	Rückenplatte Aluminium geformt (nicht faltbar)	285,-€	<input type="checkbox"/>
21.06	Rückenkissen ergonomisch geformt	288,-€	<input type="checkbox"/>
13.63+	Sitzgurtverlängerung ab Sitztiefe 46	240,-€	<input type="checkbox"/>
21.18F	Sitzplatte Aluminium geformt (nicht faltbar)	375,-€	<input type="checkbox"/>
21.18FP	Sitzplatte Aluminium gerade (nicht faltbar)	375,-€	<input type="checkbox"/>
13.03+	Sitzhöhe + 5 cm	308,-€	<input type="checkbox"/>
13.03-	Sitzhöhe - 5 cm	175,-€	<input type="checkbox"/>
15.67J	Sitzkissen ergonomisch geformt, kürzbar *Josi-Visco-Kontur*	368,-€	<input type="checkbox"/>
13.15SB	Sitzkissen ergonomisch geformt 7cm	375,-€	<input type="checkbox"/>
22.56E	Sitzkissen 5cm Kunstlederbezug	155,-€	<input type="checkbox"/>
14.01M	Schiebegriffe höhenverstellbar	280,-€	<input type="checkbox"/>
2. Armlehnen und Seitenteile			
	Armlehnen desk, rückklappbar		•
14.79E	Armlehnen lang, rückklappbar	0,-€	<input type="checkbox"/>
14.04	Armlehnen desk, rückklapp- und höhenverstellbar	221,-€	<input type="checkbox"/>
14.04C	Armlehnen lang, höhenverstell- und rückklappbar	221,-€	<input type="checkbox"/>
14.78N	Radspritzschutz Kunststoff, schwarz	103,-€	<input type="checkbox"/>
14.23H	Seiteneinsatz gepolstert cm	193,-€	<input type="checkbox"/>
3. Bein- und Fußstützen			
	Beinstützen geteilt, abnehmbar, abschwenkbar		•
14.76	Fußauflage einteilig, Aluminium	230,-€	<input type="checkbox"/>
21.84s/d	Fußplatten hochklappbar, winkelverstellbar	110,-€	<input type="checkbox"/>
14.75	Beinstützen geteilt, winkelverstellbar, Wadenpolster abklappbar	221,-€	<input type="checkbox"/>
14.71DM	Beinstützen winkelverstellbar "Dynamico" per Gasdruckfeder Beugespastik	884,-€	<input type="checkbox"/>
14.71DMT	Beinstützen winkelverstellbar "Dynamico" per Gasdruckfeder Streckspastik	884,-€	<input type="checkbox"/>
13.37	Fußschlaufen	78,-€	<input type="checkbox"/>
13.37R	Fersenbänder	90,-€	<input type="checkbox"/>
4. Bremsen			
	Feststellbremsen		•
13.20	Trommelbremse für Begleitperson Steckachse	289,-€	<input type="checkbox"/>
15.92P	Bremshebelverlängerung	75,-€	<input type="checkbox"/>
13.81d	Einhandbremse rechts	320,-€	<input type="checkbox"/>
13.81s	Einhandbremse links	320,-€	<input type="checkbox"/>

5. Lenkräder			
R100-PU	4" Lenkräder 100mm pannensicher	0,-€	<input type="checkbox"/>
R120-PU	5" Lenkräder 125mm pannensicher	0,-€	<input type="checkbox"/>
R150-PU	6" Lenkräder 150mm pannensicher	0,-€	<input type="checkbox"/>
R175M-PU	7" Lenkräder 175mm pannensicher	0,-€	<input type="checkbox"/>
14.55	8" Lenkräder 200mm luftbereift	110,-€	<input type="checkbox"/>
14.55PU	8" Lenkräder 200 x 50 pannensicher	110,-€	<input type="checkbox"/>
6. Antriebsräder			
14.65	Radsturz 2 <input type="checkbox"/> 4° <input type="checkbox"/>	89,-€	<input type="checkbox"/>
14.61/24-1	24"x1 Antriebsräder pannensicher	60,-€	<input type="checkbox"/>
16.79ENERGY	24"x1 Antriebsräder Leichtlaufnabe, luftbereift (nicht mit Einhandantrieb und Trommelbremse)	255,-€	<input type="checkbox"/>
14.61/22-1	22"x1 Antriebsräder pannensicher	60,-€	<input type="checkbox"/>
14.67C	Greifreifenüberzüge gummiert	188,-€	<input type="checkbox"/>
13.61d	Einhandantrieb rechts	390,-€	<input type="checkbox"/>
13.61s	Einhandantrieb links	390,-€	<input type="checkbox"/>
13.65	Radstandsverlängerung	277,-€	<input type="checkbox"/>
13.70T	Speichenschutz transparent	152,-€	<input type="checkbox"/>
13.70C	Speichenschutz mit Design	410,-€	<input type="checkbox"/>
7. Zubehör			
14.89D22	Freigabe für Personentransport nach Iso 7176-19	346,-€	<input type="checkbox"/>
14.51RP	Therapietisch abschwenkbar 10 mm	420,-€	<input type="checkbox"/>
13.47	Antikippräder	112,-€	<input type="checkbox"/>
13.47EV	Antikippräder abschwenkbar	345,-€	<input type="checkbox"/>
13.05	Stockhalter	32,-€	<input type="checkbox"/>
14.66	Brustgurt mit Schnappverschluss	155,-€	<input type="checkbox"/>
14.66PL	Beckengurt	155,-€	<input type="checkbox"/>
100	Hilfsmittelanpassung durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
101	Hilfsmittellieferung und Einweisung durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
102	Überprüfung Wiedereinsatz durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
103	Zusätzlicher Kundentermin auf Wunsch des Kostenträgers	450,-€	<input type="checkbox"/>

Anmerkungen:

• = Basisausführung

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer! Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Vassilli Deutschland GmbH!

Weitere Informationen finden sie auf unserer Seite www.vassilli.net